

HEMOGNOST® TEST KOMPLET

POSTUPAK SAKUPLJANJA UZORAKA STOLICE

NAMJENA I SASTAV TESTA

HemoGnost test karton je brzi test za otkrivanje skrivenog (nevidljivog, okultnog) krvarenja u stolici.

Komplet se sastoji od tri HemoGnost test kartona, 12 kartonskih štapića, upute za korisnike i povratne kuverte s vrećicom za zaštitu uzorka. Može sadržavati i 3 sanitarna podloška.

UVOD

HemoGnost test karton je jednostavan test kojim je moguće ustanoviti postoji li u stolici (izmetu) golim okom nevidljivo krvarenje, jer takvo krvarenje ima dijagnostički značaj u ranom otkrivanju zloćudnih bolesti debelog crijeva.

UPUTE ZA KORISNIKA PRIJE SAKUPLJANJA UZORKA STOLICE

Kako bi testiranje bilo pouzdano, potrebno je dobro proučiti ovu uputu jer neke bolesti i stanja mogu djelovati na rezultate testiranja. Potrebno je pridržavati se dolje navedenih preporuka:

- Test treba odgoditi krvarate li iz hemoroida ili mokraćovoda, ili imate proljev ili menstruaciju.
- Sakupite uzorke tri uzastopne stolice i to po četiri uzorka s različitih mjesta iz svake stolice.
- Ne uzimajte vitamin C (askorbinska kiselina) u količini većoj od 250 mg dnevno tri dana prije testiranja. To se odnosi i na dodatke hrani koji sadrže askorbinsku kiselinu, limune i naranče, voće i sokove. Npr. prosječna naranča sadrži 70-75 mg vitamina C.

Prije početka testiranja obavezno pročitati ovu uputu za izvođenje testa i upoznati se s izgledom HemoGnost test kartona.

Test karton sastoji se od prednje strane na kojoj se nalazi veliki poklopac i naziv testa HEMOGNOST, i stražnje strane na kojoj se nalaze dva manja poklopca s naznakom da je poklopac dozvoljeno otvoriti samo u laboratoriju. **Pacijent prilikom testiranja otvara i zatvara samo veliki poklopac na prednjoj strani testa, dok se stražnju stranu testa ne smije dirati.**

VAŽNO!

- Spriječiti doticaj stolice s vodom u zahodu stavljanjem presavijenog novinskog papira na površinu vode. Nakon uzimanja uzorka, isprati zahod. Ako je priložen, na dasku postaviti sanitarni podložak.
- Zaštititi HemoGnost test karton od prekomjerne hladnoće, vlage, topline i izravnog sunčevog svjetla.
- HemoGnost test karton čuvati na sobnoj temperaturi izvan dohvata djece.
- HemoGnost test karton s nanijetim uzorcima stolice poslati u zdravstvenu ustanovu unutar 7 dana od sakupljanja prvog uzorka.

POSTUPAK TESTIRANJA (tijekom tri uzastopne stolice)

1. Na prednju stranu HemoGnost test kartona napisati: IME, PREZIME, ADRESU I DATUM.



2. Otvoriti prednji veliki poklopac HemoGnost test kartona. Otvara se na donjem dijelu gdje se nalazi crvena strelica i natpis "OTVORITI OVDJE".



3. Priloženim kartonskim štapićem nanijeti uzorak stolice veličine zrna pšenice i namazati ga u tanom sloju unutar kruga označenog slovom A.



4. Ponoviti isti postupak na površinama polja B, C i D uzimajući novim kartonskim štapićima uzorke s raznih dijelova stolice.



5. Nanešen uzorak osušiti i zatvoriti poklopac HemoGnost testa tako da se zakači na mjestu označenom crvenom strelicom i natpisom "ZATVORITI OVDJE". Taj natpis postaje vidljiv tek nakon što se otvori prednji veliki poklopac. (Vidi slike!)



6. Spremiti karton u priloženu vrećicu za slanje u zdravstvenu ustanovu.



7. **Ponoviti postupak na identičan način sa iduće dvije uzastopne stolice, uz upotrebu NOVOG HemoGnost test kartona i NOVIH, ČISTIH kartonskih štapića.**

8. **Sva tri HemoGnost test kartona zatvoriti u vrećicu, staviti u priloženu kuvertu i ubaciti u poštanski sandučić.**



